



Mesmo realizando o procedimento de pareamento, ainda não consigo parear o CPAP ou BiPAP.

R: Confirmar se cliente selecionou a opção SIM quando solicitado pareamento no CPAP ou BiPAP e confirmou o pareamento.

Quando solicitado a parear um dispositivo Bluetooth, confirme selecionando a opção *Sim* e aperte o botão do DreamStation.

Com isso, o pareamento do DreamStation com seu *smartphone/tablet* será concluído.

Pode ser que você também receba uma solicitação semelhante em seu *smartphone/tablet*, perguntando se gostaria de parear um dispositivo Bluetooth.

