



PHILIPS

Ultrassom

Soluções em
Point of care

Poderosa ferramenta em Point of Care.

Soluções de ultrassom da Philips em Point of Care

Temos o compromisso de oferecer a você uma solução inovadora de ultrassom que proporciona o atendimento rápido sempre que você precisar prestar cuidados independentemente do lugar. Inspirados em suas ideias, reunimos pessoas e tecnologia avançada para que você possa tomar decisões confiáveis em Point of Care.

Inovando para a melhor decisão com precisão e confiança.

Trabalhando com os médicos no dia a dia, criamos uma gama de soluções para atender às suas necessidades em Point of Care.

Nossa inovação é impulsionada por você

Trabalhamos para entender seus maiores desafios em Point of Care e, em seguida, usamos nossa experiência para desenvolver soluções que ajudam você a enfrentá-los de maneira eficaz. Criamos o Lumify, o primeiro sistema de ultrassom baseado em aplicativo da Philips, para que você possa ter a liberdade de transformar seu dispositivo smart em um sistema de ultrassom portátil para prestar cuidados onde necessário. O Sparq tem detalhes pensados, como uma interface de usuário inteira em vidro fácil de limpar, porque você nos disse o quanto valoriza o suporte para suas iniciativas no controle de infecções. Além disso, cada sistema de ultrassom Philips possui os recursos DICOM e de transferência de imagens que você espera. Plataformas de educação online e presenciais ajudam você a tornar o ultrassom Point of Care mais eficaz e a manter nosso serviço classificado como o melhor da sua categoria a mais de 20 anos.



Primeiro sistema de ultrassom baseado em aplicativo da Philips, o Lumify realiza imagens de ultrassom excepcionais para qualquer dispositivo móvel compatível.

Philips Lumify Um ultrassom ultraportátil excepcional a partir do seu dispositivo smart


O Philips Lumify está pronto quando você estiver, oferecendo recursos de diagnóstico em um ultrassom ultraportátil a partir do seu smartphone ou dispositivo portátil compatível. Leve a tecnologia diretamente aos seus pacientes sempre que necessário, proporcionando diagnóstico e tratamento oportunos. O Lumify também oferece o primeiro recurso de teleultrassom integrado da Philips, desenvolvido com a plataforma Reacts, para que você possa transmitir simultaneamente exames de ultrassom ao vivo, em vídeo e áudio.



Baixe o aplicativo, conecte, realize exames e compartilhe imagens com seu smartphone ou dispositivo compatível.

Nossos transdutores e aplicativos são fruto de décadas de experiência e inovação em imagem de ultrassom e auxiliam na tomada de decisões.

Philips SPARQ e CX50 contam com a tecnologia de Transdutores PureWave para imagens de alta qualidade até mesmo com pacientes tecnicamente difíceis



PZT convencional (x800)

Cristal PureWave (x800)

Os cristais puros e uniformes PureWave são 85% mais eficientes que a tecnologia piezoelétrica convencional, resultando em um desempenho excepcional.



O InnoSight oferece transdutores de banda larga Philips de qualidade para uma variedade de aplicações.

Philips InnoSight A portabilidade para scaneamentos rápidos e de rotina com facilidade

O Philips InnoSight é um sistema de ultrassom altamente portátil e fácil de usar, com uma ampla variedade de recursos para várias aplicações do point of care. O InnoSight fornece o desempenho e a portabilidade de um sistema baseado em tablet com os recursos de um sistema avançado de Point of Care.



O SPARQ equilibra harmoniosamente capacidade de limpeza, confiabilidade, desempenho e facilidade de uso com uma interface de usuário inteira em vidro e uma tela articulada.

Philips Sparq Fazendo mais no Point of Care

Trabalhando com médicos, o Philips SPARQ foi projetada especificamente para o point of care, com toques bem pensados, como uma interface de usuário inteira em vidro para controle de infecções. Aplicações clínicas variadas permitem que você trabalhe com rapidez e facilidade, oferecendo mais tempo para se concentrar no paciente. Compatível com os transdutores PureWave, o sistema permite que você obtenha imagens mesmo pacientes tecnicamente difíceis com alta qualidade de imagem.



Este sistema de ultrassom compacto de Point of Care oferece desempenho e recursos premium em uma ampla gama de aplicações.

Philips CX50 Imagens de desempenho premium no Point of Care

As tecnologias premium do sistema de ultrassom Philips CX50 trazem um novo nível de qualidade de imagem ao ultrassom compacto, para que o desempenho não seja sacrificado pela portabilidade. Projetado para requisitos críticos de estudo e desempenho de grandes sistemas em qualquer lugar que você precisar, o CX50 é compatível com os transdutores PureWave para aprimorar a qualidade da imagem, mesmo com pacientes tecnicamente difíceis.

Inovando para a melhor decisão com precisão e confiança no atendimento **Point of Care**

Sistema de ultrassom	Compatibilidade com transdutor	Presets Específicos		
Lumify	C5-2, L12-4, S4-1	Abdominal ¹ , Cardíaco, FAST, Vesícula Biliar, Ginecologia, Pulmão, Musculoesquelético, Obstetrícia ² , Tecido mole ³ , Superficial, Vascular		
InnoSight	C6-2, C9-4v, L12-4, S4-2	Abdominal, Cardíaco, Ginecologia, Musculoesquelético ¹ , Nervo ¹ , Obstetrícia ³ , Pediátrico ⁶ , Partes Pequenas ^{1,3} , Superficial, Urologia ⁷ , Vascular ^{1,4}		
SPARQ	C5-1 PureWave, C6-2, C9-4v, L12-4, L12-5 50, L15-7io, S4-2, S5-1 PureWave, X7-2t PureWave	Abdominal, Cardíaco, FAST, Ginecologia, Pulmão, Musculoesquelético ¹ , Nervo ¹ Obstetrícia, Ocular, Coluna Vertebral, Superficial, TEE, Vascular ⁴ , Acesso vascular		
CX50	C5-1, C10-3v, L12-3, L15-7io, S4-2, S5-1, X7-2t, X8-2t, D2cwc, D5cwc	Abdominal, Cardíaco, FAST, Ginecologia, Pulmão, Musculoesquelético ¹ , Nervo ¹ , Obstetrícia ² , Pediátrico ⁵ , Partes pequenas ^{1,3} , Tecido mole ³ , Superficial, TEE, TEE pediátrico, Vascular ⁴ , Acesso vascular		

Os sistemas de ultrassom da Philips para o Point of Care incluem otimizações adicionais e específicas para o seguinte:

- 1 Exames superficiais e profundos
- 2 Ecocardiografia fetal e coração fetal
- 3 Tireoide, testículo e mama
- 4 Arterial, venoso e TCD
- 5 Cabeça, abdômen e rim
- 6 Abdômen, quadril e cefálica neonatal
- 7 Próstata, bexiga e rim

